



Wiba Sport AG

Spahau 1 • 6014 Luzern

Telefon 041 250 80 80

info@wiba-sport.ch

www.wiba-sport.ch



Produktinformationsblatt

Lagerungskeil ohne Beinmulde

Lagerungskeile werden zur Lagerung von Beinen und Armen und zur Lymphdrainage als Lymphkeil eingesetzt. Ob in der Physiotherapie, in der Pflege oder Zuhause, der Lagerungskeil ist das ideale Hilfsmittel. Der hart weiche Schaumstoff Kern ist mit einem strapazierfähigen Bezug aus Kunstleder überzogen, praxisbewährt, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Der Lymphdrainagekeil wird überwiegend bei der manuellen Lymphdrainage eingesetzt. Durch die spezielle Form und das Material des Lymphkeils, eignet sich das Lagerungskissen als ideales Hilfsmittel. Bei der Ausführung mit Beinmulde ist die Mulde flach eingelassen und daher ideal für unterschiedlich grosse Beine geeignet.

Die Lagerungshilfe gibt es komplett ohne Beinmulde als Beinhochlagerungskeil bzw. Lagerungskeil, mit einer Beinmulde oder mit zwei Beinmulden. Die Ausführung mit einer Beinmulde kann zum Lagern von Armen oder Beinen benutzt werden. Das Kunstleder Material hat eine griffige Haptik, ist sehr strapazierfähig und abriebfest.

Masse: 70 x 55 x 30 cm

Material: Strapazierfähiges Kunstleder

Raumgewicht: 25

Stauchhärte: 40

Artikelnummer: T3373-01

Zubehör zum Artikel

T3353-01 - Halbrolle - 50 x 15 x 7,5 cm, blau

T3356-02 - Dreiviertelrolle - 50 x 15 x 12 cm, rot

T3360-01 - Rolle - 50 cm, Ø 20 cm, blau

T3368-01 - Kopfkissen - 40 x 30 x 9 cm, blau

T3377-02 - Lordosekissen - 40 x 29 x 6 cm rot

